



animal health group

Research makes the difference!

Nieuwsupdate vanuit onze laboratoria

Hardenberg – Duiven, februari 2026

Geachte dame of heer,

Omdat er de laatste tijd in het veld en bij ons op de laboratoria best wat zaken zijn veranderd door aangepaste wet- en regelgeving of door aanvullende vragen en eisen vanuit de nVWA of de Raad voor Accreditatie ten aanzien van de Salmonella onderzoeken, willen wij u graag over een aantal belangrijke praktische zaken informeren.

- De veegdoekjes om mee te beginnen. We krijgen er regelmatig opmerkingen over nu hiervoor meer aandacht gevraagd wordt. De beschikbaarheid van de juiste materialen en afmeting (900 cm2) is door de ineens toegenomen vraag nog beperkt, wij doen er alles aan om alle aanvragen te honoreren en verwachten dat deze tijdelijke tekorten binnenkort opgelost zijn.
- Voor de onderzoeken met veegdoekjes hebben wij op de monstername formulieren en ook voor de administratieve verwerking nieuwe monstertypes aangemaakt. Deze vindt u terug op de nieuwe formulieren waarvan u bijgaand een voorbeeld aantreft.
Graag maken wij in deze nieuwsbrief ook even gebruik van de gelegenheid om u te vragen en op het hart te drukken voldoende tijd te nemen om de monstername formulieren juist en volledig in te vullen. Daarmee voorkomen we mogelijke verwarring of zelfs het moeten uitbrengen van nieuwe rapporten als bijvoorbeeld de geboortedatum of het stalnummer en nu dus ook het monstertype niet juist is in ingevuld. Het invullen van de monstername tijd is een verplichting van de nVWA, dus ook daarvoor vragen wij nu extra aandacht.
- Het aanleveren van de veegdoekjes kan gewoon bij de overschoenen in als u deze aanlevert zonder dat deze apart in een zakje gaan. Daarmee is dan een (1) monster samengesteld terwijl, als u overschoentjes en veegdoekjes apart aanlevert dit gezien gaat worden als twee monsters die dan apart worden berekend. Tot nu toe, om iedereen te laten wennen, hebben wij handmatig deze twee zakjes nog handmatig samengevoegd tot een (1) monster. Graag hiervoor uw aandacht.
- De samenstelling van een monster moet bestaan uit een (1) paar overschoentjes samen met minimaal twee veegdoekjes. Als er geen overschoentjes worden aangeleverd dan moet het monster minimaal 4 veegdoekjes bevatten.
- Het verzenden van de monsterpakketjes per post moet aan de minimale voorwaarden van Post NL voldoen. De enveloppe moet voorzien zijn van een stempel of duidelijke voorgedrukte markering dat het gaat om materiaal dat valt onder UN3373. De binnenkant van de enveloppe moet voorzien zijn van bubbeltjes. Bijgaand een afbeelding als voorbeeld.



CLUP

Animal Health Research



demetris

Animal Health Support



animal health group

Research makes the difference!

- Het monstermateriaal moet sinds 2025 ook voldoen aan een aantal extra eisen. Als u nog oud monstermateriaal heeft liggen, dat wil zeggen geleverd voor oktober 2025, vragen wij u na te kijken of deze nog rechtsgeldig kunnen worden ingezet of dat u nieuw materiaal nodig heeft. Laat het ons dan even weten. Ook hiervan als voorbeeld een afbeelding als bijlage van deze nieuwsbrief.
- Om u te helpen herinneren dat het moment van monsternamen weer aanstaande is kunnen wij u als service een herinneringsmail sturen, een service die al langer door het laboratorium in Duiven wordt aangeboden. Als u daar ook prijs op stelt kunt u dat op het monsternamenformulier vermelden.
- De vraag over de tijd die mag zitten tussen monsternamen en monsterontvangst is een regelmatig terugkerende vraag omdat deze in de afgelopen jaren nog wel eens is aangepast. De toegestane tijd tussen monsternamen en monsterontvangst is 96 uur, of ook wel 4 dagen. Houdt u daar dus alstublieft rekening mee. De post leveringen zijn zeker niet meer te verwachten binnen 24 uur zoals we dat decennia gewend zijn geweest.
- Naast de wettelijk (NCPS) vastgelegde regelmaat van onderzoek maken veel klanten ook gebruik van extra vrijwillige onderzoeken. Dat doen wij graag voor u met de aantekening dat deze niet in Avined worden geregistreerd. Wel zijn wij verplicht om niet alleen de wettelijke, maar ook de vrijwillige onderzoeken, zowel met een negatieve (niet aangetoond) als positieve uitslag na serotypering te melden bij het NVIC.

Al met al best veel informatie. Teruglezen kan altijd, wij hebben deze brief ook op onze website geplaatst. Als er onduidelijkheden zijn of als u vragen voor ons heeft, laat het ons weten. Wij staan u graag te woord.

CLvP en Demetris laboratoria

info@clvp.nl

info@demetris.nl

088-0156666 (Hardenberg)

026-4422025 (Duiven)



CLvP

Animal Health Research



demetris

Animal Health Support